



MANTIS

SCIENCE & TECHNOLOGY



mantisitalia.it

L'épilation définitive

Nouvelle génération



**BLACK
MAMBA**

HR 808-1064nm



www.cid-group.be

Une épilation encore
plus efficace grâce à
**un système à double
longueur d'onde.**

**Le laser diode Mantis HR du Black Mamba
est votre meilleur allié pour une épilation
au laser pour tous les phototypes.**

Atteignez le **plus haut degré de performance** en utilisant
une seule pièce à main qui fonctionne à deux niveaux de
profondeur.

Cela permet de traiter **un plus grand nombre de clients**
tout au long de l'année et de manière délicate pour la
peau.



**BLACK
MAMBA**

HR 808-1064nm



EFFICACITÉ

La technologie **HR Black Mamba** répond aux besoins les plus exigeants des professionnels grâce aux excellents résultats qu'elle produit et qui sont visibles dès le premier traitement.



INNOVANT

Les caractéristiques innovantes du **Black Mamba** résident dans les deux **nouveaux systèmes ACS** et **TMS**, qui garantissent la performance absolue.



SÉCURITÉ

Les tests effectués dans les laboratoires Mantis ont démontré une efficacité maximale en toute sécurité, tant à court qu'à long terme.



RAPIDITÉ

Le Black Mamba garantit d'excellents résultats en un temps très court, en réduisant le nombre de séances nécessaires.



HAUTE-PUISSANCE

Sa puissance élevée, qui agit sur des intervalles de temps très courts, permet de **traiter efficacement les poils plus fins** comme ceux du visage.



INDOLORE

Le système de refroidissement exclusif et efficace produit d'**excellents résultats** sans aucune gêne et comprend des paramètres qui peuvent être ajustés en fonction de la zone traitée.





**BLACK
MAMBA**

HR 808-1064nm

Toute la technologie Mantis dans **une seule** **Pièce à main.**

Sa technologie brevetée et son poids plume permettent à la pièce à main **Black Mamba** d'atteindre les plus hauts degrés de performance, faisant du traitement une expérience unique et agréable pour l'opérateur.



MANTIS
LASER TECHNOLOGY

cristal
SAPHIR

“

*Un laser qui combine des **fonctions innovantes** et un **design unique** en font un **élément important** de la technologie.*

Nouveau système dynamique de refroidissement

Un **système exclusif de refroidissement dynamique** permet au Black Mamba de maintenir les plus hauts **degrés de performance** tout au long du traitement, garantissant le maintien de la température de la première à la dernière impulsion sur la peau, même dans les zones les plus sensibles.


PERFORMANCES & TECHNOLOGIE



La capacité thermique de la source laser est renforcée par l'**ACS - Active Cooling System**, qui garantit des durées de traitement pratiquement illimitées et augmente la capacité thermique de l'ensemble du système laser.



Le logiciel contrôle électroniquement la température et mesure le débit d'eau, ce qui permet d'éviter les pannes les plus courantes qui ont tendance à se produire dans les systèmes laser moins évolués.





Un traitement pour tous les phototypes. Rapide et Indolore.

L'inclusion de la longueur d'onde 1064YAG permet une absorption plus faible par la mélanine pour garantir une action plus profonde. Cette caractéristique permet une épilation sûre et complète même sur les phototypes plus foncés et sur les peaux bronzées.

La technologie Mantis HR Black Mamba permet de travailler de manière sûre et efficace, en utilisant des protocoles de travail préétablis, qui guident l'opérateur tout au long des traitements.

Type 1

Peau claire
Blond clair
Roux
Taches de rousseur



Type 2

Peau claire
Blond



Type 3

Peau claire dorée
Blond foncé ou
Châtain



Type 4

Peau hâlée
Cheveux Bruns



Type 5

Peau mate
Cheveux Bruns foncés



Type 6

Peau noire
Cheveux noirs

Mantis Care System


La télé-assistance est un **système d'assistance technique à distance** qui permet une interaction directe ou indirecte avec l'équipement.

Les techniciens Mantis interviennent à distance, sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur place, garantissant ainsi une **supervision continue et efficace**.



BLACK MAMBA

Deux
longueurs d'onde.
Puissance, contrôle,
sécurité.



La longueur d'onde 808nm engendre une absorption intense de la mélanine et une **action profonde** dans le follicule. La longueur d'onde 1064 YAG engendre une faible absorption de la mélanine et une **photoépilation encore plus profonde**, atteignant au-delà du bulbe, également la papille.





HR 808-1064nm



Distributeur exclusif

CID GROUP
chaussée d'Alseberg, 842
1180 Uccle
Belgique
tél : +32(0)2.374.03.39
www.cid-group.be



@cidgroup.be